

AsahiKASEI

APS[®]-MA Series

旭中空糸型ダイアライザーAPS-MA



- 生体適合性及び抗血栓性に優れています。
- アルブミンの漏出を抑えたタイプです。

旭化成メディカル株式会社

高度管理医療機器 中空糸型透析器
旭中空糸型ダイアライザーAPS-MA 機能区分Ia型
承認番号 22800BZX00189000

APS[®]-MA Series

旭中空糸型ダイアライザーAPS-MA



性能

銘柄	UFR (mL/mmHg/hr)	クリアランス (mL/min)			
		尿素	クレアチニン	リン酸	ビタミン B ₁₂
APS-11MA	41	192	187	172	123
APS-13MA	49	195	192	178	133
APS-15MA	56	196	194	183	142
APS-18MA	63	198	197	189	152
APS-21MA	75	199	198	192	160

●UFR 測定条件：牛血 (Ht = 32 ± 2%、TP = 6.0 ± 0.5g/dL、Q_B = 200mL/min、TMP = 6.6kPa (50mmHg))

●クリアランス測定条件：水系 (Q_B = 200mL/min、Q_D = 500mL/min、Q_F = 0mL/min)

仕様

銘柄	膜面積 (m ²)	血液容量 (mL)	容器寸法 (mm x mm φ)	最高使用圧力	滅菌法
APS-11MA	1.1	63	334 × 34	66kPa (500mmHg)	γ線滅菌
APS-13MA	1.3	76	334 × 38		
APS-15MA	1.5	88	334 × 41		
APS-18MA	1.8	102	334 × 43		
APS-21MA	2.1	119	334 × 47		

●β₂-MG SC = 0.80 Alb SC ≤ 0.01 (BCG法)

SC 測定条件：牛血漿 (TP = 6.5 ± 0.5g/dL、Q_B = 200mL/min、Q_F = 10mL/min/m²)

●ホロファイバー 材質：ポリスルホン 内径：185μm 膜厚：45μm

●ウェットタイプ

旭化成メディカル株式会社

東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー 〒100-0006

TEL: 03-6699-3771

www.asahikasei-medical.co.jp