

2500 2200 膝裏地 Knee Lining

素材：杯プラ（ベンベルグ™）100%


規格：72cm × 55m乱

ベンベルグ™ はコットンリントー由来の再生セルロース繊維“キュプラ”のブランド名です

ベンベルグ™

膝裏地の特長

- すべりが良く やさしい肌ざわりです
- 静電気がおきにくく 不快なまとわりつきを抑えます
- ムレやベタツキを抑え 爽やかな着心地です
- 織物耳組織がある為 裾部がほつれにくく そのまま使用可能です



品番
2500

C/#
BK

品番
2200

C/#
10

品番
2200

C/#
クリーム

品番
2200

C/#
KW

KW色は蛍光染料使用の為
水による移染にご注意ください